

SoftCheck® Blood Pressure Cuff INSTRUCTIONS FOR USE

This device complies with American Heart Association recommendations for cuff width to arm circumference ratios if used according to labeling. Accuracy may be affected if used beyond the index line/ range marking parameters.

1. Read blood pressure monitor's instruction prior to use.
2. Select the correct blood pressure cuff based upon limb circumference.
3. Apply the cuff to the selected limb area.
4. Properly align the cuff artery markings and snugly secure/ fasten the cuff.
5. If the cuff markings are out of index range, choose a larger or smaller cuff as required.

For Infection Control Purposes
Statcorp Medical denies any liability that may arise from the unauthorized use of this product.

CAUTION: Statcorp Medical does not recommend reprocessing or sterilization of any of our products. Statcorp makes no guarantees to the safety and efficacy of the products when these procedures are used and any stated warranty is voided.

SoftCheck Blood Pressure Cuffs are designed as single patient use products. The materials used in the manufacture of this product may not facilitate cleaning and potential risks of cross infection/ contamination may be associated with using inadequately cleaned devices.

Not made with natural rubber latex.

English

Rx Only



Manguitos de esfigmomanómetro SoftCheck® INSTRUCCIONES PARA SU USO

Este aparato cumple con las recomendaciones del "American Heart Association" del ancho del puño proporcionado a la circunferencia del brazo si se utiliza de acuerdo a lo rotulado en la etiqueta. Su exactitud será mínimamente afectada más allá de su índice/parámetros de alcance.

1. Lea las instrucciones del monitor de presión sanguínea antes de usarse.
2. Seleccione el puño de presión sanguínea adecuado basado en la circunferencia del miembro.
3. Aplique el puño al área del miembro seleccionada.
4. Alinee correctamente las marcas de las arterias del puño y ASEGURE/AFIRME el puño cómodamente.
5. Si las marcas del puño están fuera del alcance del índice, escoja un puño más grande o más pequeño, según se requiera.

Para el Propósito de Control de Infección

Statcorp Medical no se responsabiliza ante cualquier uso no autorizado de este producto.

PRECAUCIÓN: Statcorp Medical recomienda no reprocessar o esterilizar nuestros productos. Statcorp no garantiza la seguridad ni la eficacia de los productos y anula cualquier garantía previamente otorgada si se utilizan estos procedimientos.

Los manguitos de esfigmomanómetro SoftCheck® están diseñados para uso de un solo paciente. Los materiales utilizados en la fabricación de este producto pueden dificultar la limpieza y el riesgo potencial de infección o contaminación cruzada puede estar asociado con el uso de dispositivos de limpieza inadecuados.

Fabricado sin látex de caucho natural.

Español (Spanish)

Rx Only



SoftCheck® Blutdruckmanschetten GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Dieses Instrument erfüllt die Empfehlungen der Amerikanischen Herz Organisation aufgestellt hat in Bezug auf das Verhältnis des Bandweites mit dem Umkreis Ratio des Armes, solange es vorschriftsgemäss benützt wird. Die Akkuratesse kann minimal beeinflusst werden über die Index Linie/ das Bereich der Parameter.

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Blutdruck Monitors vor Benutzung.
2. Wählen Sie das richtige Blutdruck Band basiert auf dem Umkreis des Armes.
3. Befestigen Sie das Band auf dem ausgewählten Körperteil.
4. Bringen Sie die Arterie Markierungen des Bandes auf gleicher Höhe und befestigen Sie das Band.
5. Wenn die Band Markierungen ausser dem Bereich des Index fallen, wählen Sie dann eine grössere oder kleinere Band.

Vorbeugungsmassregel für Infektionen

Statcorp Medical lehnt jede Verantwortlichkeit aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produktes ab.

VORSICHT: Statcorp Medical empfiehlt nicht die Wiederaufbereitung oder Sterilisierung irgendeines unserer Produkte. Statcorp gibt keinerlei Garantien bezüglich der Sicherheit oder Wirksamkeit der Produkte, wenn die oben genannten Verfahren verwendet werden, und jegliche angegebene Garantie wird ungültig.

SoftCheck Blutdruckmanschetten sind Produkte für den Einmalgebrauch am Patienten. Die für die Herstellung dieses Produkts verwendeten Materialien können einer Reinigung entgegenstehen und potentielle Risiken einer Kreuzinfektion/-kontamination können mit nicht angemessen gereinigten Geräten verbunden sein.

Ohne Naturkautschuklatex hergestellt.

Rx Only



Deutsch (German)

Braçadeiras de medidor de pressão arterial SoftCheck® INSTRUÇÕES DE USO

Este dispositivo está em conformidade com as recomendações da American Heart Association para a largura da braçadeira em relação às faixas de circunferência do braço se usado de acordo com a informação da etiqueta. A precisão pode ser afetada se for utilizado além dos parâmetros de marcação da faixa/linha indicativa.

1. Leia as instruções do monitor de pressão arterial antes de usá-lo.
2. Selecione a braçadeira de medidor de pressão arterial com base na circunferência do membro.
3. Coloque a braçadeira no braço escolhido.
4. Alineie adequadamente as marcações da artéria da braçadeira e prenda-a/aperte-a confortavelmente.
5. Se as marcações da braçadeira estiverem fora da faixa indicativa, escolha uma braçadeira maior ou menor caso necessário.

Para fins de controle de infecção

A Statcorp Medical se isenta de qualquer responsabilidade que possa surgir em decorrência do uso não autorizado do produto.

CUIDADO: A Statcorp Medical não recomenda a reutilização ou a esterilização de qualquer um dos seus produtos. A Statcorp não garante a segurança e a eficácia dos produtos quando os procedimentos são usados e considera violada qualquer garantia.

As braçadeiras de medidor de pressão arterial SoftCheck são projetadas como produtos para uso em um único paciente. Os materiais utilizados na fabricação deste produto podem não facilitar a limpeza e os riscos potenciais de contaminação/infecção cruzada podem estar associados ao uso de dispositivos limpos de forma inadequada.

Fabricado sem borracha de látex natural.

Português (Portuguese BR)

Rx Only



Tensiometres à brassard SoftCheck® MODE D'EMPLOI

Cet appareil est conforme aux recommandations de la Société de Coeur Américain concernant le manchon ajustable à la largeur du bras si on suit les instructions sur l'étiquette. Dans le cas d'une utilisation au-delà de l'index paramètre, on risque une perte légère de précision.

1. Lire les instructions du moniteur du tension artérielle avant emploi.
2. Selectionner le manchon du tension artérielle correct selon la largeur du bras.
3. Fixer le manchon au membre choisi.
4. Mettre en place correctement le manchon en fonction des limites indiquées pour une meilleure lecture artérielle, et serrer-le.
5. Si le manchon n'est pas les limites indiquées, choisir un plus grand ou plus petit manchon.

Prévent toutes infections

Statcorp Medical dénie toute responsabilité émanant d'une utilisation non autorisée de ce produit.

MISE EN GARDE : Statcorp Medical déconseille le retraitement ou la stérilisation de ses produits. Statcorp ne fournit aucun garantie sur la sécurité d'emploi et l'efficacité des produits lorsque ces procédures sont utilisées et que la garantie indiquée est annulée.

Les tensiomètres à brassard SoftCheck sont des produits à patient unique. Les matériaux utilisés dans la fabrication de ce produit ne facilitent pas son nettoyage. Des risques potentiels d'infection/contamination croisée peuvent être associés à l'utilisation d'appareils mal nettoyés.

Fabriqué sans lattice de caoutchouc naturel.

Français (French)

Rx Only



SoftCheck® bloeddrukmanchetten INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Dit instrument voldoet aan de eisen die de Amerikaanse Hart Organisatie stelt aan de verhouding van de band wijde tot de armomtrek ratios, mits gebruik volgens de voorschriften. Accuracie kan minimaal beïnvloed worden boven de index lijn/ buiten het bereik van de parameters.

1. Lees de gebruiksaanwijzing van de bloeddruk monitor alvorens gebruik.
2. Selecteer de juiste bloeddruk band gebaseerd op de omtrek van de arm.
3. Bevestig de band om het geselecteerde gedeelte van de arm.
4. Stel deader markeringen van de band in op gelijke hoogte en maak de band stevig vast.
5. Als de band markeringen buiten het bereik van de index vallen, kies dan een grotere of een kleinere band afhankelijk van de situatie.

Ter voorkoming van infecties

Statcorp Medical stelt zich niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid voorkomend uit onbevoegd gebruik van dit product.

VOORZICHTIG: Statcorp Medical beveelt het herverwerken of steriliseren van onze producten niet aan. Statcorp geeft geen garanties over de veiligheid en werkzaamheid van de producten als deze procedures worden gebruikt en elke aangegeven garantie is ongeldig.

SoftCheck bloeddrukmanchetten zijn ontworpen als producten voor eenmalig gebruik. De materialen die voor het fabriceren van dit product gebruikt zijn, kunnen mogelijk niet gereinigd worden; er bestaat gevaar voor kruisinfectie/-besmetting bij gebruik van onvoldoende gereinigde apparatuur.

Zonder natuurlijk Latex gefabriceerd.

Nederlands (Dutch)

Rx Only



Braçadeiras de Tensão Arterial SoftCheck® INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este dispositivo está em conformidade com as recomendações da American Heart Association em matéria de rácios largura da braçadeira/perímetro do braço, se utilizado de acordo com a rotulagem. A precisão pode ser afectada, se o dispositivo for utilizado para além dos parâmetros de marcação do intervalo/linha indicadoras.

1. Leia as instruções do medidor de tensão arterial antes de o utilizar.
2. Selecione a braçadeira de tensão arterial correcta com base no perímetro do membro.
3. Coloque a braçadeira na área do membro seleccionado.
4. Alineie correctamente as marcações da artéria na braçadeira e fixe/aperte confortavelmente a braçadeira.
5. Se as marcações na braçadeira ficarem fora do intervalo indicador, escolha uma braçadeira maior ou mais pequena, conforme necessário.

Para efeitos de controlo de infecções

A Statcorp Medical nega qualquer responsabilidade que possa resultar da utilização não autorizada deste produto.

ATENÇÃO: A Statcorp Medical não recomenda o reprocessamento ou esterilização de qualquer um dos seus produtos. Se estes procedimentos forem utilizados, a Statcorp não oferece quaisquer garantias relativamente à segurança e eficácia dos produtos e qualquer garantia declarada é anulada.

As Braçadeiras de Tensão Arterial SoftCheck® foram concebidas como produtos de utilização única num paciente. Os materiais utilizados na fabricação deste produto podem não facilitar a limpeza e os riscos potenciais de contaminação/infecção cruzada podem estar associados à utilização inadequada de dispositivos que tenham sido limpos.

Fabricado sem borracha de látex natural.

Português (Portuguese PT)

Rx Only



Bracciali SoftCheck® per la misurazione della pressione sanguigna ISTRUZIONI PER L'USO

Questo apparecchio è in conformità con le raccomandazioni dell' American Heart Association per la proporzione della larghezza del bracciale con la circonferenza del braccio se usato secondo la targhetta di avvertenza. La accuratezza potrebbe essere influenzata in misura minima oltre l'indice dei parametri di linea/portata.

1. Leggere le istruzioni per il lettore della pressione sanguigna prima dell'uso.
2. Selezionare lo strumento per la misurazione della pressione sanguigna basato sulla circonferenza dell'arto.
3. Applicare il bracciale all'area dell'arto selezionata.
4. Allineare appropriatamente le tacche per l'arteria del bracciale e Bloccare/Assicurare il bracciale.
5. Se le tacche del bracciale sono al di fuori dell'indice di portata, scegliere un bracciale più piccolo o più grande appropriatamente.

Per facilitare il controllo di infezioni

Statcorp Medical declina qualsiasi responsabilità dovuta all'uso non autorizzato di questo prodotto.

ATTENZIONE: Statcorp Medical consiglia il ricondizionamento o la sterilizzazione di tutti i nostri prodotti. Statcorp non rilascia garanzie in merito alla sicurezza e all'efficacia dei prodotti quando si utilizzano queste procedure e qualsiasi garanzia indicata viene annullata.

I bracciali SoftCheck per la misurazione della pressione sanguigna sono progettati come prodotti da utilizzare su un solo paziente. I materiali utilizzati nella realizzazione di questo prodotto potrebbero non facilitare la pulizia; inoltre, all'utilizzo di dispositivi puliti in modo inadeguato potrebbero essere associati potenziali rischi di contaminazione/infezione crociata.

Fabbricati senza lattice di gomma naturale.

Italiano (Italian)

Rx Only



SoftCheck® Blodtryksmanchetter BRUGSVEJLEDNING

Denne enhed er i overensstemmelse med American Heart Associations anbefalinger for forholdet mellem manchetten bredde og armens omkreds, hvis den bruges i henhold til markeringen. Præcisjonen kan blive påvirket, hvis den bruges uden for indekslinjen/områdemarkeringen.

1. Læs blodtryksmonitoren vejledning før brug.
2. Vælg den korrekte blodtryksmanchet baseret på armens omkreds.
3. Sæt manchetten på det valgte område på armen.
4. Anbring manchetten korrekt efter arteriemarkeringen og fastgør manchetten.
5. Hvis manchetten markeringer er uden for indeksområdet, vælg en større eller mindre manchet efter behov.

Til infektionskontrolformål

Statcorp Medical fralægger sig ethvert ansvar, der kan opstå ved uautoriseret brug af dette produkt.

FORSIGTIG: Statcorp Medical anbefaler ikke genbehandling eller sterilisering af nogen af vores produkter. Statcorp giver ingen garantier vedrørende sikkerhed og effektivitet af produkterne, hvis disse procedurer tages i anvendelse, og enhver angivet garanti bliver ugyldig.

SoftCheck Blodtryksmanchetter er beregnet til engangsbrug. De materialer, der er brugt i fremstillingen af dette produkt, kan ikke rengøres, og potentielle risici for krydsinfektion/kontaminering kan opstå ved anvendelse af utilstrækkeligt rengjorte enheder.

Fremstillet uden naturlige gummi latex.

Dansk (Danish)

Rx Only



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ši priemonė atitinka Amerikos širdies asociacijos (angl. „American Heart Association“) rekomendacijas dėl manžetės plėcio ir rankos storio savybės, jeigu naudojama pagal etiketėje pateiktus nurodymus. Naudojant už nuorodinių linijos arba diapazono ribų gali pablogėti matavimų tikslumas.

1. Prieš naudodami perskaitykite kraujospūdžio matuoklio naudojimo instrukciją.
2. Pagal galinės storiją pasirinkite tinkamo dydžio kraujospūdžio matavimo manžetę.
3. Pasirinkite

SoftCheck® Blodtryksmansjetter BRUKERVEILEDNING

Denne enheten er i henhold til anbefalinger fra American Heart Association (Det amerikanske hjerte forbundet) for mansjett til arm omkrets dersom den brukes som beskrevet i veiledningen. Nøyaktighet kan påvirkes dersom den brukes utenfor nulllinjen/områdemerkeringen.

- Les instruksjonene på blodtrykksskjermen før bruk.
- Velg riktig blodtrykksmansjett basert på armens omkrets.
- Sett mansjetten på valgt område.
- Rett inn mansjetten arteriemerker og sikre / fest mansjetten stramt.
- Hvis mansjettmerkene er utenfor nullområdet, velg en større eller mindre mansjett.

For infeksjonskontrollformål
Statcorp Medical påtar seg intet ansvar som måtte oppstå grunnet uautorisert bruk av dette produktet.

FORSIKTIG: Statcorp Medical anbefaler ikke gjenbruk eller sterilisering av noen av våre produkter. Statcorp garanterer ikke sikkerheten eller virkeveinen til produktene når de brukes, og eventuelle uttrykte garantier er tilslidessatt.

SoftCheck blodtrykksmansjetter er laget for engangsbruk. Materialene brukt i produksjonen av dette produktet vil muligens ikke være enkle å rengjøre og mulig risiko for kryssinfeksjon/krysskontaminering kan tilbakeføres til bruk av enheter som ikke er rengjort godt nok.

Produsert uten naturlig gummi lateks.

Norsk (Norwegian)

Rx Only



Manžety pro měření krevního tlaku SoftCheck® NÁVOD K POUŽITÍ

Toto zařízení splňuje doporučení Amerického srdečního asocioace (American Heart Association) pro poměr šířky manžety a obvodu paže při použití v souladu se značením. Přesnost může být ovlivněna při použití mimo parametry indexové čáry / značení rozsahu.

- Před použitím si přečtěte návod k použití monitoru krevního tlaku.
- Vyberte správnou manžetu pro měření krevního tlaku podle obvodu končetiny.
- Nasadte manžetu na vybranou část končetiny.
- Vyrovnete arteriální značky manžety a pohodlně zajistěte a upevněte manžetu.
- Jsou-li značky manžety mimo rozsah indexu, vyberte podle potřeby větší nebo menší manžetu.

Pro účely kontroly infekce
Společnost Statcorp Medical odmítá jakoukoliv odpovědnost, která může vzniknout na základě neoprávněného použití tohoto produktu.

UPOZORNĚNÍ: Společnost Statcorp Medical nedoporučuje opakování zpracování nebo sterilizaci jejich produktů. Statcorp neposkytuje žádné záruky, pokud jde o bezpečnost a účinnost produktů při použití těchto postupů a zrušení platnosti uvedené záruky.

Manžety pro měření krevního tlaku SoftCheck jsou navrženy jako produkty pro použití jedním pacientem. Materiály použité při výrobě tohoto produktu nemusí podporovat čistění a s použitím nedostatečně vycílených zařízení mohou souviseť potenciální rizika křížové infekce/kontaminace.

Vyrobeno bez přírodního pryžového LaTeXu.

Česky (Czech)

Rx Only



SoftCheck® 血壓袖帶 使用說明

如按照標籤說明使用，本裝置符合美國心臟協會對袖帶寬度對手臂周長比率的建議。如超過指示線/範圍標記參數使用，準確度可能受到影響。

- 使用之前，請閱讀血壓監視儀的說明。
- 根據手臂周長選擇合適的血壓袖帶。
- 將袖帶系在所選擇的手臂區域。
- 正確對準袖帶動脈標記，然後將其緊貼手臂固定/系牢。
- 如果袖帶標記超出指示範圍，則根據需要選用更大或更小的袖帶。

用於感染控制目的

Statcorp Medical 拒絕承擔因未經授權使用本產品導致的任何責任。

警告：Statcorp Medical 建議對我們的任何產品進行重新處理或消毒。當使用這些程序以及存在致使任何所聲明的質保條款失效的行為時，Statcorp 不保證產品的安全性和功效。

SoftCheck 血壓袖帶供患者專人專用。製造本產品所使用的材料沒有清潔功能，潛在的交叉感染/污染可能與使用了未充分清潔的裝置有關。

製作的沒有天然橡膠膠乳。

繁體中文 (Traditional Chinese)

Rx Only



简体中文 (Simplified Chinese)

Rx Only



한국어 (Korean)

SoftCheck® Blodtrycksmanchester BRUKSANVISNING

Denna enhet uppfyller rekommendationerna från American Heart Association beträffande förhållanden med manschettdubbeld/ armmärket om den används i enlighet med etiketten. Noggrannheten påverkas minimalt utanför parameterarna för index/ område.

- Läs anvisningarna till blodtrycksmonitorn före användning.
- Välj korrekt blodtrycksmansett baserat på omkretsen på armen.
- Placerar manschetten på vald plats på extremiteten.
- Passa in manschettartmärkningarna rätt och fäst manschetten så den sitter tätt.
- Välj en större eller mindre mansett efter behov om manschettmarkeringarna ligger utanför indexområdet.

I infektionskontrollsyste

Statcorp Medical främställer sig allt ansvar som kan uppstå från ej godkänt bruk av denna produkt.

VARNING: Statcorp Medical rekommenderar ej omarbeting eller sterilisering av våra produkter. Statcorp garanterar ej säkerheten och effektiviteten hos produkterna när dessa procedurer används, och alla garantier ogiltigförklaras.

SoftCheck Blodtrycksmanchester är avsedda för användning på enskild patient. Materialen som används vid tillverkningen av denna produkt kanske inte lämpar sig för rengöring, och möjliga risker för korsinfektion/kontamination kan hänga samman med användande av otillräcklig rengjord utrustning.

Tillverkas utan naturgummilatex.

Svenska (Swedish)

Rx Only



SoftCheck® vérnyomásmérő mandzsetták HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Ez az eszköz megfelel az Amerikai Szívgyógyászeti Kárkerület-manzsettaszélességgel indexre vonatkozó ajánlássainak, amennyiben a használat a címeknek megfelelő történik. Az indexvonalon/jelölés-paramétereiken túli használat befolyással lehet a pontosságra.

- Használat előtt olvassa el a vérnyomásmérő monitoron megjelenő utasításokat.
- Válassza ki a végtagkerületnek megfelelő vérnyomásmérő mandzsettát.
- Alkalmazza a mandzsettát a kiválasztott végtagkerületre.
4. Megfigyelje a helyükre a mandzsetta arteriajelöléseit és biztosítja be/rögzítse a mandzsettát.
- Ha a mandzsetta jelölései az indextartományon kívül vannak, használjon nagyobb vagy kisebb mandzsettát szükség szerint.

Fertőzés megakadályozása céljából

A Statcorp Medical visszautasítja a felelősséget minden olyan esetért, melyet az ezen termék jogosulatlan használatával okoztak.

FIGYELMEZTETÉS: A Statcorp Medical nem javasolja semmilyen termékünk újrafeldolgozását vagy fertőtenítését. A Statcorp ezen eljárások használata esetén nem garantálja a termékek biztonságát és hatékonyiságát, és bármilyen nyilatkozott garancia érvénytelenné válik.

A SoftCheck vérnyomásmérő mandzsetták rendeltetésszerűen egy betegben történő használatra lettek tervezve. A termék gyártásakor használt anyagok nem teszik egyszerűen a tiszta, és a nem megfelelően megtisztított eszközök használata potenciálisan keresztfertőzést/szenyeződést okozhat.

Latex természetes gumi nélküli gyártott.

Magyар (Hungarian)

Rx Only



SoftCheck® 血压袖带 使用说明

如按照标签说明使用，本装置符合美国心脏协会对袖带宽度对手臂周长比率的建议。如超过指示线/范围标记参数使用，准确度可能受到影晌。

- 使用之前，请阅读血压监视仪的说明。
- 根据手臂周长选择合适的血压袖带。
- 将袖带系在所选择的手臂区域。
- 正确对准袖带动脉标记，然后将其紧贴手臂固定/系牢。
- 如果袖带标记超出指示范围，则根据需要选用更大或更小的袖带。

用于感染控制目的

Statcorp Medical 拒绝承担因未经授权使用本产品导致的任何责任。

警告：Statcorp Medical 建议对我们的任何产品进行重新处理或消毒。当使用这些程序以及存在致使任何所声明的质保条款失效的行为时，Statcorp 不保证产品的安全性和功效。

SoftCheck 血压袖带供患者专人专用。制造本产品所使用的材料没有清洁功能，潜在的交叉感染/污染可能与使用了未充分清洁的装置有关。

制作的没有天然橡胶胶乳。

SoftCheck®-verenpainemansetit KÄYTÖÖHJEET

Tämä laite noudattaa American Heart Associationin ohjeita mansetin leveyden ja käsivarren ympärysmitan suhteesta, jos sitä käytetään merkintöjen mukaisesti. Jos sitä käytetään osoittimen / käyttöalueen merkintäparametrein ulkopuolella, sen tarkkuus voi olla heikompi.

- Lue verenpainemittarin käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Valitse oikea verenpainemansetti perustuen raajan ympärysmitaan.
- Sovita mansetti valitun raajan alueelle.
- Linjaan mansetin valtimomerkin kunnolla ja kiinnitä / kiristä mansetti tiiviisti.
- Jos mansetti merkinnät ovat osoittinlukujen ulkopuolella, valitse suurempi tai pienempi mansetti tapauksen mukaan.

Infektionhallinan tarkoituksia

Statcorp Medical kielittää kaikista vastuusta, joka voi johtua tämän tuotteen luovuttamasta käytöstä.

VAROITUS: Statcorp Medical ei suosittele yhdenkään tuotteemme prosessointia uudelleen tai sterilisaatiota. Statcorp ei takaa tuotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta jos näitä prosesseja käytetään ja kaikki merkityt tukut tulevat tyhjiksi.

SoftCheck-verenpainemansetit on suunniteltu tuotteisiin, joita käytetään yhden potilaan kanssa. Tämän tuotteen valmistamisessa käytetään materiaaleita eivätkä ehkä helpota puhdistusta ja vähän puuhdistettujen laitteiden käytöön liittyvät risti-infektioiden/tuotantona vaara.

Valmistettu ilman luonnon lateksia.

Rx Only



Περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης SoftCheck® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή συμφορώνεται με τις συστάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις αναλογίες του πλάτους της περιχειρίδας σε σχέση με την περιφέρεια του βραχίονα, εάν χρησιμοποιηθεί ούμφανα με τις οδηγίες της επικέτας της. Ενδέχεται να επηρεαστεί η ακρίβεια εάν χρησιμοποιηθεί εκτός της γραμμής του δείκτη/των παραμέτρων επισήμανσης του εύρους.

- Διαβάστε τις οδηγίες της συσκευής παρακαλούμενης της αρτηριακής πίεσης πριν από τη χρήση.
- Επιλέξτε τη σωστή περιχειρίδα μετρώντας της αρτηριακής πίεσης, βάσει της περιφέρειας του άκρου.
- Τοποθετήστε την περιχειρίδα στην επιλεγμένη περιοχή του άκρου.
- Ευθυγραμμίστε την ασφάλεια της ενδείξεως αρτηρίας της περιχειρίδας και ασφαλίστε/δέστε την περιχειρίδα ώστε να εφαρμόζει τελείως.
- Εάν οι ενδείξεις της περιχειρίδας βρίσκονται εκτός του εύρους του δείκτη, επιλέξτε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη περιχειρίδα, όπως απαιτείται.

Για λόγους ελέγχου μολύνσεων

H Statcorp Medical arvelta πάσα ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: H Statcorp Medical δεν συνιστά την επανε